



## Produktkatalog





Seit 1986 produziert und vertreibt unsere Firma qualitativ hochwertige Produkte für Rettungsdienst und Krankentransport. Unser Firmensitz ist in Niederkassel-Mondorf, unweit von Bonn. Hier werden alle unsere Produkte in eigener Werkstatt angefertigt.

**Unser Unternehmen** steht für hohe Innovationsbereitschaft, gebündelt mit professionellem Know-how und langjähriger Erfahrung. Auf Sicherheit und praxisnahen Kundenservice legen wir größten Wert. Deshalb lassen wir ausführliche Produkttests und Erfahrungsberichte von Einsatzkräften in die Optimierung unserer Angebotspalette einfließen. Ein Großteil unserer Rettungsprodukte ist zum Patent entwickelt und durch den TÜV zertifiziert worden. Alle von uns gefertigten Medizinprodukte sind außerdem auf der Grundlage des geltenden Medizinprodukterechts CE-zertifiziert. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Anwendern können wir Handhabung und Komfort unserer Produkte immer weiter verbessern. Auch die ständige Anpassung an aktuelle DIN-Normen ist durch unsere flexible Fertigungsweise gewährleistet.

**Als besonderen Service** bieten wir individuelle Kundenlösungen und Sonderanfertigungen. Vor-Ort-Betreuung durch unseren Außendienst, prompte Lieferung, Reparaturservice, Praxishilfen und Newsletter runden unser umfangreiches Angebot ab.

**Auf Schnitzler-Qualität ist Verlass:** Wir gewähren sieben Jahre Garantie auf die Ventile unserer Vakuumsysteme und auf die Schweißnähte unserer Vakuum-Vielkammer-Matratzen!

**Schnitzler-Rettungsprodukte – seit Jahrzehnten praxisbewährt**

Unsere speziell für den sicheren und komfortablen Transport entwickelten Produkte sind aus dem professionellen Einsatz im Rettungsdienst nicht mehr wegzudenken. Ob bei Fahrten vom Einsatzort ins Krankenhaus, bei Patientenverlegungen, Großschadensereignissen oder beim Extremsinsatz der Bundeswehr – namhafte Rettungsdienstleister vertrauen auf unsere langjährige Erfahrung.

Genau wie unsere Kunden stellen auch wir höchste Ansprüche an Sicherheit, Handhabung und Komfort. Seit jeher arbeiten wir eng mit Einsatzkräften und Fachpersonal zusammen. So können wir unsere überwiegend patentierten und TÜV-zertifizierten Produkte optimal an den Erfordernisse der Praxis ausrichten.

Selbstverständlich achten wir bei der Entwicklung unserer Rettungsprodukte darauf, diese ständig an die jeweils geltenden Sicherheitsvorschriften und DIN- beziehungsweise EN-Normen anzupassen. Unsere Produkte erfüllen die Nomenklatur der DIN EN 1789 für Rückhaltesysteme und der DIN EN 1865 für Vakuum-Matratzen. Die Zertifizierung der Schnitzler-Kinder-Rückhaltesysteme durch den TÜV Rheinland zur Erfüllung der DIN EN 1789 ist derzeit in Europa einmalig!

In Verbindung mit den drei Komponenten fußseitige Auffangsicherung, seitliche Auffangsicherung und Kopfteilverlängerung wurde das Material Beschleunigungskräften von bis zu 10 G ausgesetzt, das entspricht einer Aufprallgeschwindigkeit von etwa 35 km/h!

Die Testläufe erfolgten mit Tragen der Firmen Stollenwerk und Stryker.



Aufprall in Fahrtrichtung



Aufprall Rückwärtsrichtung



Seitenaufprall



Stoß nach oben

**Inhalt**

Tragenauflagen ..... 2  
 Rückhaltesysteme ..... 5  
 Zubehör zur Erfüllung der DIN EN 1789 ..... 8  
 Kopfkissen ..... 9  
 Vakuum-Matratzen ..... 12  
 Vakuum- und Mehrzweck-Schienen ..... 18  
 Sicherheit für Kinder ..... 22  
 Rettungs- und Umbettungstücher ..... 26  
 Schwerlasttücher ..... 27  
 Spezialbox ..... 28  
 Allgemeine Geschäftsbedingungen ..... 29

Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden Preisliste!

**KONTAKT**

**Schnitzler Rettungsprodukte GmbH & Co. KG**

Rudolf-Diesel-Straße 7  
 53859 Niederkassel-Mondorf  
 Telefon: (0228) 971 18 97  
 Telefax: (0228) 971 18 99  
 E-Mail: info@schnitzler-transportgeraete.de

**Unsere Internet-Adresse:**

[www.schnitzler-rettungsprodukte.de](http://www.schnitzler-rettungsprodukte.de)  
[www.schnitzler-transportgeraete.de](http://www.schnitzler-transportgeraete.de)

## Sicherheits-Tragenauflage

### Hochwertiger Standard mit vielen Extras

- bewährte Tuchfalte zum Einstecken des Bettlakens
- muldenförmige Liegefläche bietet hohen Liegekomfort
- überwiegend verschweißte Nähte erfüllen die hohen Erwartungen, die an Hygiene und Infektionsschutz gestellt werden
- Anpassung an die unterschiedlichsten Verstellmöglichkeiten der Tragen durch eingeschweißte Knickfalten
- auch für Stuhltragen geeignet



- für alle Rückhaltesysteme aus unserem Hause lieferbar



- ebenfalls mit integriertem Kinder-Rückhaltesystem erhältlich



Die Artikelnummern der Tragenauflagen passend zu den unterschiedlichen Tragen- und Gurtsystemen entnehmen Sie bitte der Preisliste.

## Thermo-Visko (TV)-Tragenauflagen

### Für einen komfortablen und schonenden Patiententransport

- das viskoelastische, temperaturempfindliche Füllmaterial reagiert individuell auf Körperwärme und passt sich der Form des Körpers an
- das Körpergewicht wird gleichmäßig auf die gesamte Liegefläche verteilt, daher ideal zur Vermeidung von Druckschmerz
- natürliche Lagerung der Wirbelsäule für einen entspannten Transport
- die Körpertemperatur des Patienten wird von der Tragenauflage aufgenommen und konstant gehalten

Dies sind die idealen Voraussetzungen für einen sicheren und entspannten Patiententransport auch über größere Distanzen.

Die Thermo-Visko-Tragenauflagen sind als Sicherheits-Tragenauflagen und als ECO-Tragenauflagen für unser Statik-Rückhaltesystem bzw. Automatik-Statik-Rückhaltesystem lieferbar.



Genauere Anpassung an den Körper durch viskoelastische Zellen

Mit der Zusatzangabe „TV“ zur Artikelnummer erhalten Sie Ihr gewähltes Tragenauflagen-Modell als Thermo-Visko-Tragenauflage.

## ECO-Tragenauflage

### Die kostengünstige Variante mit bewährtem Liegekomfort

- kompatibel zu unseren TÜV-geprüften Statik-Rückhaltesystemen
- rundum verschweißte Nähte erfüllen die hohen Erwartungen, die an Hygiene und Infektionsschutz gestellt werden (waschmaschinengeeignet)
- muldenförmige Liegefläche für guten Liegekomfort
- Anpassung an die unterschiedlichsten Verstellmöglichkeiten der Tragen durch eingeschweißte Knickfalten
- auch für Stuhltragen geeignet
- optional lieferbar mit integriertem Kinder-Rückhaltesystem nach DIN EN 1789 (siehe Kinder-Rettungsprodukte)
- erhältlich in den Farben orange und schwarz



#### Artikelnummern:

- |                |                         |                |   |
|----------------|-------------------------|----------------|---|
| <b>F02-00</b>  | ECO-Auflage Ferno       | <b>F02-01</b>  | mit integriertem Kinder-Rückhaltesystem |
| <b>St03-00</b> | ECO-Auflage Stryker     | <b>St02-01</b> | mit integriertem Kinder-Rückhaltesystem |
| <b>S02-00</b>  | ECO-Auflage Stollenwerk | <b>S02-01</b>  | mit integriertem Kinder-Rückhaltesystem |

## Statik-Rückhaltesystem

### Schnelle Handhabung und Sicherheit mit höchstem Komfort

- erfüllt DIN EN 1789
- schnelle Sicherung des Patienten in alle fünf Bewegungsrichtungen
- Brustfreiheit zur besseren ärztlichen Versorgung
- flexible Ausrichtungsmöglichkeit des teilbaren Reiters im Beckenbereich
- optimale Anpassung der Gurte an verschiedenste Körperumfänge (z.B. Schwangere)
- schneller, einfacher und sicherer Austausch des Gurtsystems möglich (anschlaufen und einklinken)



Nähere Informationen zu diesem Artikel erhalten Sie jederzeit auf Anfrage in unserem Hause.

#### Artikelnummer:

- 410** Statik-Rückhaltesystem, bestehend aus Schulter-, Seiten- und Beingurt (Bitte Tragentyp angeben)

## Statik-Automatik-Rückhaltesystem

### Die Kombination aus Automatik-Schultergurten und Statik-Seiten- und Fußgurten mit zusätzlichen Pluspunkten

- *DIN EN 1789* in Kombination mit der Kopfteilverlängerung Art. 411 und der fußseitigen Auffang-sicherung Art. 412
- komfortables Anlegen der Automatik-Schultergurte
- leichte Reinigung und Austauschbarkeit, da der Automatikgurt am Tragengestell befestigt wird
- Brustfreiheit zur besseren ärztlichen Versorgung
- flexible Ausrichtungsmöglichkeit des teilbaren Reiters im Beckenbereich
- optimale Anpassung der Gurte an verschiedenste Körperumfänge (z.B. Schwangere)
- schneller, einfacher und sicherer Austausch des Gurtsystems möglich (anschlaufen und einklinken)



## Automatik-Rückhaltesystem

### Bewährte Patientensicherung mit integrierten Automatikgurten

- erfüllt *DIN EN 1789* in Kombination mit Statik-Becken- und Fußgurt Art. 414, sowie Kopfteilverlängerung Art. Nr. 411 und fußseitiger Auffang-sicherung Art. 412
- Automatik-Schultergurte sind in der Tragenauflage integriert
- Automatik-Beingurt optional in der Tragenauflage integriert oder extern an der Trage
- optimale Brustfreiheit zur idealen ärztlichen Versorgung



Ergänzung des integrierten Automatik-Rückhaltesystem durch den Statik-Seitengurt



Dieses Produkt ist in Verbindung mit den unterschiedlichen Tragenauflagen erhältlich. Artikelnummern und Preise zu diesem Rückhaltesystem entnehmen Sie bitte der Preisliste unter der Rubrik „Tragenauflagen“. Zur Nachrüstung sind die Gurtautomaten auch einzeln erhältlich. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung.

Artikelnummern des Rückhaltesystems passend zu den unterschiedlichen Tragentypen entnehmen Sie bitte der Preisliste.

## Zubehör zur Erfüllung der DIN EN 1789

### Qualitätssteigerung durch bewährte Ergänzung

Für die nachfolgend beschriebenen Kopfkissen bieten wir folgende Zusatzartikel:

#### Kopfteilverlängerung

- bewährte Kopfteilverlängerung, kombinierbar mit allen Schnitzler-Kopfkissen-Modellen
- verlängert die Trage um 21 cm
- laut TÜV Rheinland im Crashfall ein erforderliches Ergänzungsprodukt für Stollenwerk- und Ferno X 2 Tragen



**411** Kopfteilverlängerung



**411 N** Ergänzungs-Kopfteilverlängerung für EFX Ferno-Trage



**412** fußseitige Auffangicherung



**414** Statik-Seitengurte

#### Artikelnummern:

**411** Kopfteilverlängerung

**411 N** Ergänzungs-Kopfteilverlängerung für EFX Ferno-Trage

**412** Fußseitige Auffangicherung

**414** Statik-Seiten- und Beingurt

## Mulden-Kopfkissen

### Komfortable Kopfstabilisation im täglichen Einsatz

- sichere Kopflage durch ideale Muldenform
- Hohes Patientensicherheitsgefühl während des Transports
- schnelle Montage durch Klettverbindungen
- Langlebigkeit
- leichte Reinigung
- Steigerung des Liegekomforts und noch längere Haltbarkeit durch die ergänzende Kopfkissen-Schonauflage



#### Artikelnummern:

**006** Mulden-Kopfkissen, orange

**St006 S** Mulden-Kopfkissen, schwarz, mit Aufnahme für Stryker-Kopfteilverlängerung

**006 S** Mulden-Kopfkissen, schwarz

**630** Kopfkissen-Schonauflage für 006/006S

## Vakuump-Kopfkissen

### Bewährte Muldenform kombiniert mit Vakuumtechnik

- wesentlich höherer Liegekomfort für die Patienten, da sich bereits im nicht abgesaugten Zustand die weiche Granulatfüllung der Kopfform individuell anpasst
- schnelle Montage durch Klettverbindungen
- optimale Fixierung des Kopfes durch Vakuumtechnik, auch bei Patienten mit angelegter Halskrause oder bei bewusstlosen, intubierten Personen
- die Rollbewegungen des Kopfes bei Kurvenfahrten entfallen fast vollständig, dadurch treten deutlich weniger Fälle von Übelkeit auf
- lieferbar in orange und schwarz
- optional mit Befestigungsmöglichkeit für Kopfteilverlängerung




#### Artikelnummern:

- 006 V** Vakuump-Kopfkissen, muldenförmig, orange
- 006 VS** Vakuump-Kopfkissen, muldenförmig, schwarz
- ST006 VS** Vakuump-Kopfkissen, muldenförmig, schwarz, mit Aufnahme für Stryker-Kopfteilverlängerung

## Keil-Kopfkissen

### Die kostengünstige Basisvariante

- gute Liegeeigenschaften
- schnelle und einfache Montage durch Klettverbindungen
- lange Lebensdauer durch bewährte Materialien
- in den Farben orange und schwarz lieferbar



## Vakuump-Intensiv-Kissen

### Höchster Komfort für den Intensiv-Transport

- optimale Fixierung des Kopfes durch Vakuumtechnik, auch bei Patienten mit angelegter Halskrause oder bei bewusstlosen, intubierten Personen
- die Rollbewegungen des Kopfes bei Kurvenfahrten entfallen fast vollständig, dadurch treten deutlich weniger Fälle von Übelkeit auf



- optimale Fixierung mit Kinn- und Stirngurten, sowie Stabilisierungsplatte

#### Artikelnummern:

- 007** Keil-Kopfkissen, orange
- 007 S** Keil-Kopfkissen, schwarz
- 006VI** Vakuump-Intensiv-Kissen, schwarz

## Vakuum-Matratzen

SCHNITZLER-Vakuum-Matratzen wurden erfolgreich beim TÜV Rheinland hinsichtlich der DIN EN 1865 einzuhaltenden Toleranzen zur Schrumpfung und Längsstabilität getestet. Das Zertifikat gemäß EURO-Norm DIN EN 1865 wurde erteilt.

Durch ein spezielles Herstellungsverfahren – seitlich integrierte Kunststoffleisten, die im nicht abgesaugten Zustand flexibel bleiben – sind selbst „Punktbelastungen“ möglich. Die Granulatmenge und somit das Gewicht kann dadurch um ca. 40% reduziert werden.



Für SCHNITZLER Vakuum-Matratzen wurde eine unkomplizierte Fahrzeug-Innen- bzw. Staufach-Befestigung konzipiert. Zur Fixierung werden die Kunststoffschlösser der an den Vakuum-Matratzen angebrachten Patientenfixiergurten verwendet.



### Individuelle Beschriftung

- sichere, nicht entfernbare Eigentümerkennzeichnung durch integriertes Beschriftungsfenster mit Ihrem Logo und Ihren Kontaktdaten;



#### Artikelnummern:



- 8** Individuelle Beschriftung
- 618** Aufhängung Vakuummatratze

## Vielkammer-Vakuum-Matratze

Hochwertigste Immobilisation durch patentiertes Know-how

### Eine Vakuum-Matratze mit intelligentem Innenleben

- dauerhaft optimale Granulatverteilung durch spezielles Innenvlies mit bis zu 70 Kammern
- keine unerwünschten Granulatverschiebungen
- besondere Formgebung im Kopf- und Schulterbereich
- kompatibel zu allen Statik- und Automatik-Rückhaltesystemen zur Erfüllung der DIN EN 1789 während des Transports
- flexible, seitliche Kunststoffleisten und Nackenstabilisierung
- röntgenstrahlendurchlässig, sowie MRT- und CT-tauglich
- 10 austauschbare Tragegriffe
- 3 zusätzliche Fixiergurte
- wahlweise mit SCHNITZLER-Aufhängung lieferbar
- Länge 200 cm; Breite 82 cm oder 105 cm
- optional mit der patentierten SCHNITZLER-Beinstabilisierung lieferbar
- SCHNITZLER-Ventil mit 7 Jahren Herstellergarantie
- 7 Jahre Garantie auf alle Schweißnähte



#### Artikelnummern:

- 814 K** mit Beinstabilisierung Breite 82 cm
- 817 K** mit Beinstabilisierung Breite 105 cm
- 813 K** ohne Beinstabilisierung Breite 82 cm
- 818 K** ohne Beinstabilisierung Breite 105 cm



## Dreikammer-Vakuum-Matratze

Immobilisation auf hohem Sicherheits- und Komfortniveau

### Mit Kopffixierung

- Verteilung der Granulatfüllung auf 3 Kammern
- besondere Formgebung im Kopf- und Schulterbereich, dadurch kompatibel zu allen Statik- und Automatik-Rückhaltesystemen zur Erfüllung der DIN EN 1789 während des Transports
- flexible, seitliche Kunststoffleisten und Nackenstabilisierung
- röntgenstrahlendurchlässig, sowie MRT- und CT-tauglich
- umlaufendes Seil mit 10 Tragegriffen
- 3 zusätzliche Fixiergurte
- Länge 200 cm; Breite 80 cm oder 85 cm
- optional mit der patentierten SCHNITZLER-Beinstabilisierung lieferbar
- SCHNITZLER-Ventil mit 7 Jahren Herstellergarantie



#### Artikelnummern:

**514 K** mit Beinstabilisierung Breite 80 cm  
**516 K** mit Beinstabilisierung Breite 85 cm

**513 K** ohne Beinstabilisierung Breite 80 cm

## Standard-Vakuum-Matratzen

Kostengünstige Basisvarianten

### Standard-Dreikammer-Vakuum-Matratze

- Verteilung der Granulatfüllung auf 3 Kammern
- röntgenstrahlendurchlässig, sowie MRT- und CT-tauglich
- umlaufendes Seil mit 8 Tragegriffen
- Länge 200 cm; Breite 60 cm, 80 cm oder 85 cm
- optional mit der patentierten SCHNITZLER-Beinstabilisierung lieferbar
- SCHNITZLER-Ventil mit 7 Jahren Herstellergarantie



### Standard-Einkammer-Vakuum-Matratze

– Bewährte Qualität im unteren Preissegment

- röntgenstrahlendurchlässig, sowie MRT- und CT-tauglich
- umlaufendes Seil mit 8 Tragegriffen
- Länge 200 cm; Breite 60 cm, 70 cm, 80 cm oder 85 cm
- optional mit der patentierten SCHNITZLER-Beinstabilisierung lieferbar
- SCHNITZLER-Ventil mit 7 Jahren Herstellergarantie



### Standard-Einkammer-Vakuum-Matratze

– System KTW

- röntgenstrahlendurchlässig, sowie MRT- und CT-tauglich
- 5 Tragegriffe
- abgeschrägte Ecken
- Länge 190 cm; Breite 70 cm
- SCHNITZLER-Ventil mit 7 Jahren Herstellergarantie



Die Artikelnummern der verschiedenen Vakuum-Matratzen entnehmen Sie bitte der Preisliste.

## Komfort-Kombi-Vakuum-Tragenauflage

### Edle „Two in one“- Vereinigung von Vakuum-Matratze und Tragenauflage zu einem Produkt

- Einsatzgeräte RTH/ITH/RTW/KTW/ITW
- extreme Platzersparnis, da die Vakuum-Matratze in die Tragenauflage integriert ist
- separates Innenvlies, in welchem das Granulat auf eine Vielzahl von Kammern aufgeteilt ist
- besondere Formgebung im Kopf- und Schulterbereich, dadurch kompatibel zu allen Statik- und Automatik-Rückhaltesystemen zur Erfüllung der DIN EN 1789 während des Transports
- besondere Formgebung läßt bewährte Tuchfalte entstehen
- Schonauflage mit Thermo-Visko-Schaumstoff für maximalen Komfort
- SCHNITZLER-Ventil mit 7 Jahren Herstellergarantie



#### Artikelnummer:

**017M** Komfort-Vakuum-Trageauflage

## Schwerlast-Vakuum-Matratze

### Die Schnitzler-Schwerlast-Vakuum-Matratze – entwickelt für den Transport adipöser Patienten

Durch die Entwicklung der Schnitzler-Schwerlast-Vakuum-Matratze ist es uns gelungen, den erschwerten Transport adipöser Patienten durch eine bewährte Technik zu realisieren. Eine an der Rückseite der Matratze angebrachte 5 mm starke Kunststoffplatte ermöglicht das Heruntergleiten der Vakuum-Matratze über Treppeinstufen oder Schrägen.

- integrierte Glasfaserrohre zur optimalen Stabilität
- Mehrkammer-Matratze mit 9 Tragegriffen
- Breite 140 cm, Länge 200 cm
- Einsatz bei Patienten ab 150 kg Körpergewicht bis 550 kg
- röntgenstrahlendurchlässig sowie MRT- und CT-tauglich
- Schnitzler-Ventil mit 7 Jahren Herstellergarantie
- Kostenfreie Eigentümerkennzeichnung



Rückseite mit Kunststoffplatte

#### Artikelnummer:



**525** Schwerlast-Vakuum-Matratze

## Mehrkommer-Vakuum-Schienen

- Aufteilung in getrennte Kammern vermeidet Granulatverschiebung und sichert die sofortige Versorgung
- die Immobilisation ist für den Patienten drucklos und erfolgt schmerzvermeidend
- variabel anzubringende Klettbinden
- optimaler Zugriff auf Ferse und Ellenbogen
- gute Formgebung im Fußspannbereich
- Ganzarmschiene auch als Unterschenkelschiene verwendbar
- röntgenstrahlendurchlässig, MRT- und CT-tauglich
- optional mit Kniefixiergurt
- SCHNITZLER-Ventil mit 7 Jahren Herstellergarantie
- im Set erhältlich (Unterarm-, Ganzarm-, Beinschiene, Reparaturset, Tasche, Absaugpumpe)



Innovativer Spezialschaumstoff im Oberarmbereich sorgt für bestmögliche Immobilisation



### Artikelnummern:

- 701** Vakuum-Unterarmschiene
- 702** Vakuum-Ganzarmschiene
- 703** Vakuum-Beinschiene

- 703B** Vakuum-Beinschiene mit Kniefixierung
- 705** Vakuumschienen-Komplettset
- 705B** Vakuumschienen-Komplettset mit Kniefixierung

## Einkammer-Vakuum-Schienen

- drucklose und schmerzvermeidende Immobilisation
- variabel anzubringende Klettbinden
- Zugriffsmöglichkeit auf die Ferse
- Ganzarmschiene auch als Unterschenkelschiene verwendbar
- röntgenstrahlendurchlässig, MRT- und CT-tauglich
- SCHNITZLER-Ventil mit 7 Jahren Herstellergarantie
- im Set erhältlich (Unterarm-, Ganzarm-, Beinschiene, Tasche, Absaugpumpe)



### Artikelnummern:

- 701A** Vakuum-Unterarmschiene Einkammer
- 702A** Vakuum-Ganzarmschiene Einkammer
- 703A** Vakuum-Beinschiene Einkammer

- 706** Vakuumschienen-Komplettset Einkammer

## Mehrkommer-Vakuum-Streckschiene

- zweiteilige Schiene, daher optimale Anpassung an unterschiedlichste Beinlängen
- gute Reponiermöglichkeit
- getrennte Kammern vermeiden Granulatverschiebung und sichern die sofortige Erstversorgung
- die Immobilisation erfolgt drucklos und schmerzvermeidend
- variabel anzubringende Klettbänder
- komfortabler Fersenzugriff
- gute Formgebung im Fußspannbereich
- Schienenteile einzeln optional als Unterschenkel- oder Ganzarmschiene einsetzbar
- röntgenstrahlendurchlässig, MRT- und CT-tauglich
- SCHNITZLER-Ventil mit 7 Jahren Herstellergarantie




Artikelnummer:

710 Vakuum-Streckschiene, zweiteilig

## Mehrzweck-Schiene

### Ruhigstellung ohne Absaugung

- hohe Stabilität durch seitlich eingearbeitete Kunststoffleisten und die Verwendung eines Hartschaum-Füllmaterials
- schnellste unkomplizierte Ruhigstellung
- dreiteilige Schiene, daher gute Anpassung an unterschiedlichste Beinlängen
- gute Reponiermöglichkeit
- Schienenteile einzeln optional als Unterschenkel- oder Ganzarmschiene einsetzbar
- große, variable Öffnung im Fersenbereich
- röntgenstrahlendurchlässig, MRT- und CT-tauglich



Artikelnummer:

714 Mehrzweck-Schiene

## Sicherheit für Kinder

TÜV-zertifizierte, komfortable Sicherung  
von Kindern während des Transports

### Integriertes Kinder-Rückhaltesystem

- erstes und bislang einziges Kinder-Rückhaltesystem, das nach DIN EN 1789 getestet und vom TÜV-Rheinland zertifiziert worden ist.
- im Crashfall Absicherung in alle 5 Bewegungsrichtungen
- in Schnitzler-Tragenauflagen integriert
- auch für ECO-Tragenauflagen lieferbar
- bei Nichtbedarf einfache Unterbringung durch Einschlagen in die Tuchfalte
- einfache Handhabung
- abschließende Fixierung erfolgt mit dem an der Tragenauf-  
lage vorhandenen Schnitzler-Rückhaltesystem



mit Statik-Rückhaltesystem



mit Automatik-Rückhaltesystem

## Nachrüstbares Kinder-Rückhaltesystem

- TÜV-geprüfte Sicherung von Kindern während des Transports
- im Crashfall Absicherung in alle 5 Bewegungsrichtungen
- mit jeder Trage und Tragenauflage kombinierbar
- bei Nichtgebrauch in kleiner Tasche platzsparend unterzubringen
- schnellstmögliche Befestigung mit 2 Gurten am Kopfteil jeder Trage
- abschließende Fixierung erfolgt mit dem an der Tragenauf-  
lage vorhandenen Schnitzler-Rückhaltesystem
- einfachste Handhabung



Artikelnummer:

718 nachrüstbares Kinder-Rückhaltesystem, mit Tasche

## Kinder-Vakuum-Matratze

- Immobilisationsmöglichkeit für Babys und Kleinkinder bis zu 9 kg
- Einschnitte im Schulterbereich ermöglichen eine gute Fixierung des Kopfes und Oberkörpers
- in Verbindung mit den SCHNITZLER-Kinder-Rückhaltesystemen verwendbar
- alternativ als Ganzarm- oder Unterschenkelschiene für Erwachsene einsetzbar
- SCHNITZLER-Ventil mit 7 Jahren Herstellergarantie



Artikelnummer:

717 Kinder-Vakuummatratze

## Kinder-Vakuum-Arm- und Beinschiene

- Einkammerschienen
- kindgerechte Größe
- druckfreie Immobilisation
- SCHNITZLER-Ventil mit 7 Jahren Herstellergarantie



Artikelnummern:

708 Kinder-Vakuum-Armschiene

709 Kinder-Vakuum-Beinschiene

## Rettungs- und Umbettungsstücher

mit fußseitiger Durchrutschsicherung

### Leichte Handhabung und gute Trageigenschaften

- fußseitige Durchrutschsicherung zum sicheren Transport in steilen und engen Treppenhäusern und in Schrägen
- abwaschbar
- mit 6 Griffen, Größe 200 x 70 cm
- belastbar bis 200 kg
- auch als Teilbares Rettungs- und Umbettungstuch lieferbar
- optional ausgesparte Gurtdurchführungen zur schnellen Sicherung - kompatibel zu allen Rückhaltesystemen



607 Tasche für Rettungstücher



#### Artikelnummern:

- 307** Rettungstuch nach DIN EN 1865    **307G** Rettungstuch nach DIN EN 1865 mit Gurtdurchführung  
**301** teilbares Rettungs- u. Umbettungstuch nach DIN EN 1865    **607** Tragetasche  
**301G** teilbares Rettungs- u. Umbettungstuch nach DIN EN 1865 mit Gurtdurchführung

## Schwerlasttücher

- „Schwerlast-Rettungstuch“ Art. Nr. 304
- verstärkte Ausführung
- 10 Griffe, Größe 200 x 120 cm
- Traglast bis 250 kg



- Schwerlast-Gleittuch Art. Nr. 308G
- mit integriertem Gleitkufensystem und gepolstertem Rückenschutz
- mit fußseitiger Auffangsicherung und Brustgurt
- Gurtdurchlass
- Tragkraft bis 350 kg



- XXL-Rettungstuch Art. Nr. 306G
- mit 24 Griffen
- Maße 275 cm x 155 cm
- mit Gurtdurchführung
- Tragkraft bis 550 kg



#### Artikelnummern:

- 304** Schwerlast-Rettungstuch  
**308G** Gleittuch  
**306G** XXL-Rettungstuch

## Spezialbox

### Zur Unterbringung im Kopfbereich der Trage

- leichte und schnelle Befestigung durch Druckknöpfe
- für Tragetuch und Nierenschale ausreichend Platz
- Divi-Protokollbox ist auch alternativ unterzubringen
- hygienisch und immer ordentlich



# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## Allgemeine Geschäftsbedingungen der Schnitzler Rettungsprodukte GmbH & Co.KG

### § 1 Allgemeines

1. Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte gegenwärtige und zukünftige Geschäftsbeziehung zwischen der Schnitzler Rettungsprodukte GmbH & Co.KG (im nachfolgenden Schnitzler) und deren Kunden, auch wenn auf sie nicht ausdrücklich Bezug genommen wird. Abweichende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil.

2. "Kunde" im Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei der Bestellung von Ware bei Schnitzler in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

3. Die Waren werden ausschließlich entsprechend den, in den jeweils aktuellen Katalogen oder entsprechend den Darstellung in dem Online-Shop angegebenen Ausführungen, Verpackungseinheiten bzw. Mindestmengen geliefert. Soweit Waren im aktuellen Katalog oder Prospekt nicht genannt sind, gilt die Mindestmenge, welche von den Schnitzler-Zulieferern vorgeschrieben wird, als Abnahmemenge bzw. Verpackungseinheit vereinbart.

4. Technische Änderungen im Sinne eines technischen Fortschritts bleiben vorbehalten. Änderungen in Form, Farbe und Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.

### § 2 Vertragsschluss

1. Die Darstellung des Sortiments in den jeweiligen aktuellen Katalogen oder dem Online-Shop stellt kein bindendes Vertragsangebot dar. Indem der Kunde eine Bestellung an Schnitzler sendet, gibt er ein verbindliches Angebot ab. Schnitzler behält sich die freie Entscheidung über die Annahme dieses Angebots vor.

2. Sollten Angaben zum Sortiment falsch gewesen sein oder sind Mindestbestellmengen zu beachten, wird Schnitzler dem Kunden ein Gegenangebot unterbreiten, über dessen Annahme er frei entscheiden kann. Nimmt Schnitzler ein Angebot des Kunden nicht an, teilt Schnitzler dies dem Kunden mit.

3. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch die Zulieferer von Schnitzler; dieser Vorbehalt gilt nur für den Fall, dass Schnitzler mit dem Zulieferer ein kongruentes Deckungsgeschäft geschlossen und eine etwaige Falsch- oder Nichtbelieferung nicht zu vertreten hat. § 2 Nr. 4 Satz 2 gilt entsprechend.

4. Stellt sich heraus, dass bestellte Waren nicht verfügbar sind, behält sich Schnitzler den Rücktritt vom Vertrag vor. Schnitzler wird den Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und etwaige vom Kunden bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten.

5. Übersteigt eine Bestellung handelsübliche Mengen, behält sich Schnitzler eine entsprechende Beschränkung vor.

### § 3 Preise, Lieferung und Kosten

1. Die angebotenen Preise verstehen sich ab Werk zuzüglich Verpackung, Versand und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

2. Sofern in Katalogen oder dem Online-Shop nicht ausdrücklich anders erwähnt, beziehen sich die Preise auf die jeweils abgebildeten Artikel gemäß Beschreibung, nicht jedoch auf Inhalt, Zubehör oder Dekoration.

3. Die in den Katalogen und dem Online-Shop angegebenen Preise betreffen den Zeitpunkt der Herausgabe der jeweiligen Verkaufsunterlage; Preisänderungen nach diesem Zeitpunkt bleiben vorbehalten. Bei bereits geschlossenen Verträgen ist eine Veränderung des vereinbarten Preises ausgeschlossen.

4. Teillieferungen bleiben vorbehalten.

5. Transporte durch Bahn oder Spedition erfolgen nur im Auftrag, auf Kosten und auf Gefahr des Kunden.

6. Lieferungen ins Ausland erfolgen stets auf Kosten und auf Gefahr des Kunden.

7. Die Gefahr des Untergangs, des Verlustes oder der Verschlechterung der Sache sowie die Preisgefahr gehen mit der Auslieferung der Ware an die zur Ausführung der Versendung bestimmte Person auf den Kunden über. Dasselbe gilt für die Gefahr der verzögerten Lieferung.

### § 4 Gewährleistung

1. Schnitzler leistet selbst oder durch die Zulieferer für Mängel der Ware nach seiner Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Die Ersatzlieferung kann auch durch Lieferung einer Ware mit gleichwertiger Nutzungsdauer erfolgen („Austauschware“).

2. Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen.

3. Die Waren sind unverzüglich, d.h. spätestens am folgenden Werktag nach

Empfang der Ware auf ihre Mängelfreiheit und Vollständigkeit zu überprüfen. Dabei entdeckte Mängel sind Schnitzler unverzüglich anzuzeigen. Versäumt der Kunde die rechtzeitige Untersuchung oder Mängelanzeige, gilt die gelieferte Ware als genehmigt, es sei denn, der Mangel war bei der Untersuchung nicht erkennbar. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung; die Beweislast hierfür trifft den Kunden.

4. Später entdeckte Mängel sind Schnitzler ebenfalls unverzüglich anzuzeigen; andernfalls gilt die Ware auch im Hinblick auf diese Mängel als genehmigt. Die Mängelanzeige hat jeweils schriftlich zu erfolgen und den gerügten Mangel genau zu beschreiben. Im übrigen gelten die §§ 377 f. HGB entsprechend.

### § 5 Haftung

1. Vorbehaltlich der nachfolgenden Regelungen haftet Schnitzler nicht - egal aus welchem Rechtsgrund - für die leicht fahrlässige Verletzung von Pflichten durch Schnitzler, und den gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungshelfen. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von Kardinalpflichten beschränkt sich die Haftung von Schnitzler der Höhe nach auf den typischen vorhersehbaren Schaden. Für leicht fahrlässig verursachte Pflichtverletzungen, wie Verzug oder Unmöglichkeit, oder für leicht fahrlässig verursachte Schutzpflichtverletzungen haftet Schnitzler nicht.

2. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen gelten nicht in Fällen verschuldensunabhängiger Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, bei verschuldeten Körper- und Gesundheitsschäden oder Verlust des Lebens.

### § 6 Transportschäden

Erkennt der Kunde bei Erhalt der Lieferung Schäden an der Verpackung, hat er bei Annahme der Ware von dem Transportunternehmer die Beschädigung schriftlich bestätigen zu lassen. Transportschäden, die erst nach dem Auspacken der Ware festgestellt werden, müssen Schnitzler unverzüglich nach Erhalt schriftlich gemeldet werden.

### § 7 Zahlung

1. Schnitzler liefert - vorbehaltlich der Regelung im nachfolgenden Satz - nach Wunsch des Kunden gegen Rechnung oder gegen Nachnahme. Es bleibt Schnitzler vorbehalten, die Auftragsabwicklung gegen Nachnahme, Teilvorauskauf oder totale Vorauskauf vorzunehmen. Gegebenenfalls erfolgt vorab eine entsprechende Information an den Kunden.

2. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen gewähren wir 2 % Skonto. Die Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungslegung ohne Abzug fällig und zahlbar.

3. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, ist Schnitzler zur Berechnung von Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz berechtigt. Schnitzler behält sich vor, einen höheren Verzugschaden nachzuweisen und geltend zu machen. Der Kunde ist berechtigt, nachzuweisen, dass Schnitzler durch den Verzug kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. In jedem Fall darf Schnitzler den gesetzlichen Zinssatz verlangen.

4. Der Kunde kann nur mit solchen Gegenansprüchen aufrechnen, die rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von Schnitzler anerkannt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur aufgrund von Gegenansprüchen geltend machen, die auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

### § 8 Eigentumsvorbehalt

1. Schnitzler behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor.

2. Der Kunde ist verpflichtet, Schnitzler jeden Wechsel seines Kanzleiortes oder seines Geschäftssitzes unverzüglich anzuzeigen, solange noch Forderungen wegen gelieferter Waren offen stehen.

### § 9 Schlussbestimmungen

1. Es gilt das materielle Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Übereinkommen über Verträge über den internationalen Warenkauf findet keine Anwendung.

2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag Niederkassel-Mondorf. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat.

3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags zwischen Schnitzler und dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte sich hierin eine Lücke befinden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Stand: 2009

Mit dem Erscheinen dieses Kataloges und der Preisliste verlieren alle anderen Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer und Satzfehler behalten wir uns vor.

### Artikelnummern:

**S329** Stollenwerk Spezialbox

**St329** Stryker Spezialbox



# Umfangreicher Service – Individuelle Kundenbetreuung

Sie interessieren sich für eines unserer Rettungsprodukte? Sie haben spezielle Fragen zu DIN-, EN-Normen oder Ähnliches? Sie brauchen Hilfe bei Montage und Handhabung eines Schnitzler-Produkts? Unsere kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gerne ausführlich am Telefon, oder schicken Ihnen umfangreiches Informationsmaterial zu. Auf Wunsch kommt unser Außendienst auch zu Ihnen, stellt Ihnen die gewünschten Artikel vor oder hilft bei der Montage.

## Erst testen, dann kaufen

Damit Sie unsere Produktneuheiten erst einmal kennenlernen können, bieten wir Ihnen einen besonderen Service: Sie testen den Artikel kostenlos und unverbindlich an Ihrem Einsatzort, und kaufen nur, wenn Sie hundertprozentig überzeugt sind.

## Sonderanfertigungen nach Ihren Maßgaben

Die Meisten unserer Rettungsprodukte fertigen wir in verschiedenen Ausführungen. Sollte dennoch einmal etwas nicht passen, liefern wir Ihnen gerne auch Sonderanfertigungen speziell für Ihre Bedürfnisse.

## Der Schnitzler-Reparaturservice

Alle unsere Produktionsschritte unterstehen sorgfältigen Qualitätskontrollen. Die Schnitzler-Rettungsprodukte zeichnen sich durch hohe Stabilität und Langlebigkeit aus. Sollte doch einmal etwas kaputt gehen, sorgen wir in unserer Werkstatt schnell und zuverlässig dafür, dass Ihr Artikel wieder sicher einsatzfähig ist. Übrigens: Wenn Sie einen neuen Artikel bei uns bestellen, übernehmen wir natürlich jederzeit auch die fachgerechte Entsorgung Ihres Ausgedienten.

## Und so finden Sie zu uns:

